

Lupa estereoscópica Binocular marca Lasarte®

Modelo XTX-7 Aumento 40/80x



Microscopio estereoscópico de objetivo binocular 2X-4X con zoom está completado con la base en estilo arm-curved. El sistema óptico bueno, cabezal inclinado 45° y giratorio 360° con ocular fijado ofrece imagen estéreo exacta por el campo visual amplio. Con este microscopio estéreo Usted puede cambiar magnificación que le convendría más sin refijación. XTX-7C-W puede ser usado en electrónica e industria maquinaria precisa para montaje y revisión de los productos; es conveniente para observar los cuerpos irregulares gracias a su resolución alta.

0800-888-7012