



**Alta Tecnología en Sistemas de Pesaje**

Think Different  
Balanzas Lasarte

## L-2101YT



- ✓ Aumentos totales 1000x
- ✓ Cabeza trinocular con inclinación a 30°, rotatoria 360°, tipo Seidentopf que forma parte del sistema de epiiluminación utilizado para rutina e investigación en técnicas de inmunofluorescencia.
- ✓ Contiene los bloques de filtro (excitación y bloqueo) para FITC y AO dispuestos en guías con comandos deslizantes con filtro exterior para rechazar luz espuria UV al observador.
- ✓ Tercer tubo para fotografía y video.
- ✓ Portaoculares con distancia interpupilar variable 55 – 75 mm y regulación dióptrica izquierda  $\pm 5d$ . Oculares 10x WF. Objetivos acromáticos 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 0.25, 40x(r)/N.A 0.65, 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma DIN montados en revólver invertido generando mayor área libre de trabajo.
- ✓ Aumentos totales 1000x.

