



Alta Tecnología en Sistemas de Pesaje

Think Different
Balanzas Lasarte

L-101



- ✓ Microscopio biológico monocular con tubo recto. Sólido estativo inclinable
- ✓ Oculares 5x, 10x y 15X.
- ✓ Objetivos cromáticos 4x, 10x, 45x Aumentos totales: 675x..
- ✓ Enfoque macro y micrométrico bilateral.
- ✓ Platina redonda con pinzas de sujeción. Focus stop.
- ✓ Diafragma circular disco.
- ✓ Espejo plano cóncavo orientable de 50mm.
- ✓ Garantía 2 años

Opcional: Charriot o carro. Iluminador

