



**Alta Tecnología en Sistemas de Pesaje**

*Think Different*

**Balanzas Lasarte**

## L-1200BM



- ✓ Cabeza Monocular con inclinación a 45°, rotatoria 360°
- ✓ Oculares 10x WF Opcional 16x WF
- ✓ Objetivos de óptica acromática, semi plana, infinita de 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 0.25, 40x(r)/N.A 0.65 y 100x (r)/N.A 1.25 oil según norma DIN montados en revólver cuádruple invertido
- ✓ Aumentos totales 1000x (1600 x opcional)
- ✓ Platina mecánica de 135 x 125 mm, con movimiento mecánico x e y en comando coaxial bajo
- ✓ Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura por piñón y cremallera, con diafragma iris y portafiltro
- ✓ Enfoque macro y micrométrico, coaxial bilateral, intervalo de 2micrones, con focus stop y ajuste de tensión
- ✓ Luz halógena regulable 6V 20W, centrable
- ✓ Filtro azul, aceite de inmersión, funda y manual
- ✓ Garantía 2 años

