



Think Different
Balanzas Lasarte

L-790



- ✓ Cabeza Monocular con inclinación a 45°, rotatoria 360°
- ✓ Oculares 10x WF Opcional 16x WF
- ✓ Objetivos de óptica acromática, semi plana, infinita de 4x/N.A 0.10, 10x/N.A 0.25, 40x(r)/N.A 0.65. Opcional 100x (r)/N.A 1.25 oil
- ✓ Triple invertido. Opcional cuádruple
- ✓ Aumentos totales 400 x (1600 x opcional)
- ✓ Platina mecánica de 120 x 120 mm,
- ✓ Condensador de Abbe N.A 1.25 centrable, regulable en altura por piñón y cremallera, con diafragma iris y portafiltro
- ✓ Enfoque macro y micrométrico, coaxial bilateral, intervalo de 4micrones, con focus stop y ajuste de tensión
- ✓ Luz de Led blanca de alto brillo
- ✓ Filtro azul, aceite de inmersión, funda y manual
- ✓ Garantía de 2 años

MODELO		L790	
ESPECIFICACIONES			
OCULARES	Wide field	WF10X(18mm)	✓
		WF16X(11mm)	opcional
OBJETIVOS	Plano infinito Plan acromático	4X/0.10	✓
		10X/0.25	✓
		40X/0.65 (spring)	✓
		100X/1.25 (spring oil)	opcional
CABEZAL	Monocular	Inclinación a 45°, rotatorio 360°	✓
PLATINA	Mecánica	Size: 120 x 120 mm	✓
SISTEMA DE FOCO	Coaxial/macro/micro	Enfoque macro y micrométrico, coaxial bilateral, intervalo de 4μ, con focus stop y ajuste de tensión	✓
REVÓLVER	Din montados en revólver Triple		✓
CONDENSADOR	Abbe condensador NA1.25, ajuste de piñón/cremallera		✓
ILUMINACIÓN	Lámpara led de alto brillo		✓
ACCESORIOS	Objetivo de medición 10x(18mm) 0.1mm-Div/ cámaras CCD y USB/contraste de fase/ilum. Kohler		

